


TS[®]
Transfer Sto^l

”Krakken”



Et forflytnings hjelpemiddel

TS gir en enklere, tryggere og raskere forflytning fra rullestol til gulv og fra gulv til rullestol.

TS gir brukere som har behov for å komme på gulvet for å strekke ut hoftelrådet en enklere og sikrere forflytning.

TS kan brukes som dusjstol eller som hjelpemiddel i forbindelse inn /utstigning av badekar.

TS forenkler forflytning og gir større frihet for den enkelte som ønsker eller har behov for å komme ned og opp fra gulvet, plenen, badestranden, kaia og lignende.


TS kan også leveres med en pute som gir litt trykkavlastning og som er vanntett.

TS kan leveres med en sekk for å gjøre transport og oppbevaring enklere.

TS er sammenleggbar.

TS veier kun 3 kg komplett.





Deler

Art. nr.

Krakk komplett m/sekk og pute	8500
Krakk komplett u/sekk og pute	8510
Håndtak	8511
Ryggstøtte	8512
Bein	8513
Låse fjær	8514
Gummiholk	8515
Forlengede ben	8516
Seteplate	8517
Pute	8518
Sekk	8519

TS mål og vekt

Mål: Sammenlagt: b 45 cm, d 32,5 cm, h 4 cm.

Oppslått: b 52 cm, d 38 cm, h 49 cm.

Vekt: 2,8 kg.

Pute mål og vekt

Mål: b 38cm, d 28cm, h 3,8 cm.

Vekt: 100 g.

Maks vekt bruker: 120kg



Produsent:

TS[®]
Transfer Sto[®]l

Gamle Bleikervei 33, N-1386 Asker

www.rullestol.no



Tlf. +47 911 76 250



Forhandler:

***molift*[®]**

Molift AS

Ole Deviks vei 44

N-0668 Oslo

Sentralbord: +47 4000 1004

Telefax: +47 4000 1008

www.molift.com